

# ACCESORIOS PARA BIOSEGURIDAD

## PARÁMETROS TÉCNICOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
1. ECO-ARMREST	El descansa brazos para campana de seguridad de ECOSHEL alivia la fatiga de los brazos del operador al momento de estar trabajando en el interior de esta, previene la obstrucción de aire. Cuenta con un rango de altura ajustable: 85-100 mm
2. ECO-CHAIR	La silla para campana de seguridad de ECOSHEL es ideal para largas horas de trabajo en el laboratorio, asiento y respaldo anatómico, altura e inclinación ajustable (rango de altura 38-48 mm), fabricado de cuero artificial, lavable, fácil de limpiar robusto y duradero.
3. ECO-SOUND	El medidor de sonido de ECOSHEL es ideal para conocer el nivel de ruido que producen algunos equipos o para establecer la cantidad de ruido en un área específica.
4. ECO.LUX	El medidor de intensidad de luz de ECOSHEL es ideal para medir la cantidad de luz en un espacio cerrado, lo que permite tener un control de la misma.
5. ECO-AIR	El medidor de velocidad de aire de ECOSHEL tiene una medición exacta de la velocidad del aire, una pantalla fácil de leer y un teclado de fácil operación.

## VENTAJAS

Accesorios para bioseguridad, otorgan protección y comodidad al operador de campanas.



El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación y/o operación.